



Pilier pré-usiné Zfx™ GenTek™ Adaptateurs de Premilled compatibles

Adaptateurs Zfx™	Références
Support de Premilled Zfx™ standard ¹	ZFX02PMSH
Support de Premilled Zfx™, multi-Premilled pour Zfx™ Inhouse5x	ZFX02002069
Adaptateur de Premilled Zfx™ pour support en vitrocéramique ²	ZFX02PMA

Adaptateurs Medentika® PreFace® ³	Références
Adaptateur Medentika® PreFace® pour Datron D5	
Adaptateur Medentika® PreFace® pour Dental Concept Systems DC1, DC5	
Adaptateur Medentika® PreFace® pour Dental Concept Systems DC5	
Adaptateur Medentika® PreFace® pour imes-icore 140i	
Adaptateur Medentika® PreFace® pour imes-icore 350i, 450i, 550i, 650i, 850i	
Adaptateur Medentika® PreFace® pour imes-icore 750i	
Adaptateur Medentika® PreFace® pour MB Maschinen Cobra Mill 5A1, 5M	
Adaptateur Medentika® PreFace® pour Primacon PFM 24 mediMill	
Adaptateur Medentika® PreFace® pour R+K Organical Multi5X, 5XT-M, Desktop 8	
Adaptateur Medentika® PreFace® pour Röders RXD	
Adaptateur Medentika® PreFace® pour Sirona inLab MC X5	
Adaptateur Medentika® PreFace® pour VHF N4	
Adaptateur Medentika® PreFace® pour VHF S2	
Adaptateur Medentika® PreFace® pour Wissner Gamma 202	

Les adaptateurs Medentika® PreFace® doivent être commandés directement chez le fabricant.

¹ Le support de Premilled Zfx™ standard peut être utilisé sur toutes les machines qui prennent en charge les supports de disque standards de 98 mm de diamètre et 10 mm de hauteur.

² L'adaptateur de Premilled Zfx™ peut être utilisé sur tous les systèmes de serrage pouvant bloquer une connexion de 10 x 10 mm.

³ Les Premilled Zfx™ GenTek™ s'usinent avec n'importe quelle fraiseuse équipée de l'adaptateur Medentika®. Cette liste n'est pas une liste exhaustive de fraiseuses compatibles.