



# Zfx™ GenTek™ Pre-milled Abutment Blanks

## Supporti Abutment Compatibile

Supporti Abutment Zfx™	N. componente
Supporto di grezzo per abutment prefresato Zfx™ standard <sup>1</sup>	ZFX02PMSH
Supporto di grezzo per abutment prefresato Zfx™, multigrezzo per Zfx™ Inhouse5x	ZFX02002069
Adattatore di grezzo per abutment prefresato Zfx™ per supporto in vetroceramica <sup>2</sup>	ZFX02PMA

Supporti Abutment Medentika® PreFace® <sup>3</sup>	N. componente
Supporto Abutment PreFace® per Datron D5	
Supporto Abutment PreFace® per Dental Concept Systems DC1, DC5	
Supporto Abutment PreFace® per Dental Concept Systems DC5	
Supporto Abutment PreFace® per imes-icore 140i	
Supporto Abutment PreFace® per imes-icore 350i, 450i, 550i, 650i, 850i	
Supporto Abutment PreFace® per imes-icore 750i	
Supporto Abutment PreFace® per MB Maschinen Cobra Mill 5A1, 5M	
Supporto Abutment PreFace® per Primacon PFM 24 mediMill	
Supporto Abutment PreFace® per R+K Organical Multi5X, 5XT-M, Desktop 8	
Supporto Abutment PreFace® per Röders RXD	
Supporto Abutment PreFace® per Sirona inLab MC X5	
Supporto Abutment PreFace® per VHF N4	
Supporto Abutment PreFace® per VHF S2	
Supporto Abutment PreFace® per Wissner Gamma 202	

Supporto Abutment PreFace® deve essere ordinate direttamente dal produttore della macchina.

<sup>1</sup> Il supporto per abutment prefresato Zfx™ standard può essere usato su tutte le macchine che accolgono supporti a disco standard con diametro di 98 mm e altezza di 10 mm.

<sup>2</sup> L'adattatore per abutment prefresato Zfx™ può essere usato su tutti i sistemi di serraggio che possono serrare un collegamento 10 x 10 mm.

<sup>3</sup> Gli Abutment grezzi Zfx™ GenTek™ Pre-milled possono essere fresati da qualsiasi fresatore dotato di un supporto Medentika®. Questo elenco non comprende tutti i fresatori compatibili.