



## Blanks pré-fresados Zfx™ GenTek™ Blanks Compatíveis

Zfx™ Suportes de Blanks	N.º de peça
Suporte de Blanks pré-fresados Zfx™, standard <sup>1</sup>	ZFX02PMSH
Suporte de Blanks pré-fresados, peças múltiplas em bruto para Zfx™ Inhouse5x	ZFX02002069
Adaptador de Blanks pré-fresados Zfx™ para suporte de vitrocerâmica <sup>2</sup>	ZFX02PMA

Medentika® PreFace® Suportes de Blanks <sup>3</sup>	N.º de peça
Suporte de Blanks PreFace® Datron D5	
Suporte de Blanks PreFace® Dental Concept Systems DC1, DC5	
Suporte de Blanks PreFace® Dental Concept Systems DC5	
Suporte de Blanks PreFace® imes-icore 140i	
Suporte de Blanks PreFace® imes-icore 350i, 450i, 550i, 650i, 850i	
Suporte de Blanks PreFace® imes-icore 750i	
Suporte de Blanks PreFace® MB Maschinen Cobra Mill 5A1, 5M	
Suporte de Blanks PreFace® Primacon PFM 24 mediMill	
Suporte de Blanks PreFace® R+K Organical Multi5X, 5XT-M, Desktop 8	
Suporte de Blanks PreFace® Rödgers RXD	
Suporte de Blanks PreFace® Sirona inLab MC X5	
Suporte de Blanks PreFace® VHF N4	
Suporte de Blanks PreFace® VHF S2	
Suporte de Blanks PreFace® Wissner Gamma 202	

Os suportes de pilar PreFace® devem ser pedidos diretamente ao fabricante da máquina.

<sup>1</sup> O suporte de Blanks pré-fresados Zfx™, standard pode ser usado em todas as máquinas que aceitam discos de suporte padrão com 98 mm de diâmetro e 10 mm de altura.

<sup>2</sup> O adaptador de Blanks pré-fresados Zfx™ pode ser usado em todos os sistemas de fixação que consigam fixar conexões de 10 x 10 mm.

<sup>3</sup> Os Blanks pré-fresados Zfx™ GenTek™ podem ser fresados por qualquer fresadora equipada com um suporte Medentika®. Esta lista não é uma lista completa de fresadoras compatíveis.