

Zfx™ Converter

Jetzt einfach im eigenen Labor dekodieren

ZFX™ CONVERTER


Der Zfx Converter ist ein Software-Modul zur Entschlüsselung von 3D-Informationen der Encode Healing Abutments. Die Software-Oberfläche ist benutzerfreundlich und intuitiv. Die entschlüsselten Daten können als offene STL-Dateien in Ihre CAD-Software exportiert werden. Restaurative Bibliotheken sind in der Zfx CAD Software bereits integriert und ebenso für Exocad, 3Shape und Dental Wings verfügbar. Die Bibliotheken, das Software-Modul und die Dekodierung sind kostenlos.*

ENCODE® ABFORMSYSTEM

Das einzigartige 3-in-1 Healing Abutment dient zugleich als Abformpfosten, Scanbody und Gingivaformer. Dieses wird mit einem IOS-Scanner oder einem traditionellen Abdruck digitalisiert. Dabei werden implantatrelevante Informationen mittels spezifischer Codes übermittelt.

VORTEILE DES ZFX CONVERTER

- Dekodierung unabhängig von IOS und CAD Software
- Sofortige Ergebnisse für das endgültige Design des Zahnersatzes
- Erweiterung Ihres Geschäftsfeldes durch Dekodier- und Design-Service für Ihre Encode®-Kunden



exocad

3shape

dental wings




KOSTENFREIER DOWNLOAD

Die Zfx™ Restaurative Bibliotheken stehen kostenfrei zur Verfügung unter: www.zfx-dental.com

Die nächste Stufe der digitalen Abdrucknahme

INSTALLATIONS-ANLEITUNG

Der Zfx Converter ist in wenigen Schritten installiert und Sie können sofort mit der Dekodierung der Zfx Encode Healing Abutments beginnen.



1

REGISTRIERUNG & LOGIN

Legen Sie ein neues Konto an oder loggen Sie sich ein:
my.login.zfx-dental.com/Login



2

DOWNLOAD & INSTALLATION

Laden Sie den Zfx Converter vom Download Center herunter und installieren Sie die Software:
my.login.zfx-dental.com/Download/Converter

Eine detaillierte Anleitung finden Sie unter:
my.login.zfx-dental.com/Help/Converter



3

STARTEN SIE MIT DER DEKODIERUNG

Zimmer Dental Deutschland GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Straße 28
80807 München, Deutschland
Tel. +49 (0)800 101 64 20
Fax +49 (0)800 313 11 11
www.zimmerbiometdental.de

**Zimmer Dental GmbH
Zweigniederlassung Österreich**
Grossmarktstrasse 7a
1230 Wien, Österreich
Tel. +43 (0)8000 700 17
Fax +43 (0)8000 700 18
www.zimmerbiometdental.at

Biomet 3i Schweiz GmbH
Grüzefeldstrasse 41
8404 Winterthur, Schweiz
Tel. +41 (0)800 24 66 38
Fax +41 (0)800 24 66 39
www.zimmerbiometdental.ch

Zfx GmbH
Kopernikusstraße 15
85221 Dachau, Deutschland
Tel. +49 (0)81 3133 244 - 0
Fax +49 (0)81 3133 244 - 10
www.zfx-dental.com