

# Zfx™ Converter

Déterminez le pouvoir du décodage au sein de votre laboratoire

## ZFX™ CONVERTER

Le logiciel Zfx Converter est un module destiné au décodage des informations 3D issues des piliers de cicatrisation Encode. L'interface du logiciel est conviviale et intuitive. Les données décodées peuvent être exportées au format de fichiers STL ouverts et ensuite importées dans votre logiciel de CAO. Les bibliothèques de restauration sont incluses dans le logiciel Zfx CAD et sont également disponibles pour les logiciels Exocad, 3Shape et Dental Wings. Les bibliothèques, le module logiciel et le décodage sont disponibles gratuitement.\*

## SYSTÈME D'EMPREINTE ENCODE®

Un pilier de cicatrisation 3-en-1, remplaçant le besoin de transfert d'empreinte, ou de scanbody et de piliers de cicatrisation séparés, dispose des codes uniques donnant les informations sur l'implant pour faciliter la conception CFAO de la prothèse définitive. Il peut être scanné avec un scanner intra-oral ou enregistré par une empreinte traditionnelle directement effectuée en bouche sur le pilier de cicatrisation Encode.

## LES AVANTAGES DU LOGICIEL ZFX CONVERTER

- Pouvoir décoder de manière autonome
- Intervenir immédiatement sur la conception de la prothèse définitive CAO
- Augmentez votre activité en fournissant des services de décodage et de conception aux cliniciens qui préfèrent utiliser Encode®

**GRATUIT**  
Module logiciel & décodage!\*



exocad

3shape

dental wings



### TÉLÉCHARGEMENT GRATUIT

Téléchargez gratuitement les bibliothèques de restauration Zfx™ sur [www.zfx-dental.com](http://www.zfx-dental.com)


\* Le laboratoire peut télécharger le logiciel Zfx Converter gratuitement, et peut décoder également gratuitement s'il utilise des composants de restauration prothétique GenTek.



# Passez au niveau supérieur de la prise d'empreinte numérique

## GUIDE D'INSTALLATION

Installez le logiciel Zfx Converter en quelques étapes et commencez immédiatement à décoder les piliers de cicatrisation Encode.



1

### INSCRIPTION ET CONNEXION

Créez un nouveau compte  
ou connectez-vous à  
[my.login.zfx-dental.com/Login](https://my.login.zfx-dental.com/Login)



2

### TÉLÉCHARGER ET INSTALLER

Téléchargez le module Zfx Converter  
à partir du centre de téléchargement  
et installez le logiciel:  
[my.login.zfx-dental.com/  
Download/Converter](https://my.login.zfx-dental.com/Download/Converter)

Des instructions détaillées peuvent  
être trouvées sur  
[my.login.zfx-dental.com/  
Help/Converter](https://my.login.zfx-dental.com/Help/Converter)



3

### COMMENCER LE DÉCODAGE

**Zimmer Dental SAS**  
Bâtiment Québec  
19 Rue d'Arcueil • 94528 Rungis Cedex  
Tél. +33(0)1 45 12 35 35  
[www.zimmerbiometdental.fr](http://www.zimmerbiometdental.fr)

**Zfx GmbH**  
Kopernikusstraße 15  
85221 Dachau, Germany  
Tél. +49 81 31 33 244-0 • Fax +49 81 31 33 244-10  
[www.zfx-dental.com](http://www.zfx-dental.com)

Tout le contenu des présentes est protégé par le droit d'auteur, des marques commerciales ou d'autres droits de propriété intellectuelle, selon le cas, appartenant à ou sous licence de Zimmer Biomet ou de ses filiales, sauf indication contraire. © 2020 Zimmer Biomet