




## GenTek™ Ferramenta de remoção de pilar Friction-Fit

**Para  
desengatar  
facilmente**  
a conexão  
Friction-Fit entre  
implante e pilar!



# GenTek™ Ferramenta de remoção de pilar Friction-Fit



A ferramenta de remoção do pilar GenTek™ é usada para desmontar um pilar Friction-Fit completamente assente de uma só peça (engate) do implante Zimmer Biomet Dental correspondente, após a remoção do parafuso do pilar.

## CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- Facilita a remoção simples de um pilar Friction-Fit quando completamente assente no implante
- O design da ferramenta de remoção acomoda restaurações altas
- Ferramenta específica para sistema de implante de plataforma estreita (isto é, Eztetic) e plataforma standard (isto é, TSV/TM)



Ferramenta de remoção plataforma estreita <sup>1</sup>	Ferramenta de remoção plataforma standard <sup>1</sup>
Eztetic®	TSV® / TM™
ZFX02-RTNP	ZFX02-RTSP

<sup>1</sup>As ferramentas estão marcadas a laser com plataforma estreita e standard para fácil identificação.



Chave hexagonal	
Curta, com retenção GemLock® 1.25 mmD, 22 mm (L)	Comprida, com retenção GemLock®, 1.25 mmD, 30 mm (L)
HXGR1.25	HXLGR1.25

## Altura máx. de restaurações para cada ferramenta:

Chave hexagonal HXGR1.25		Chave hexagonal HXLGR1.25	
máx. 14,5 mm	máx. 14,5 mm	máx. 20 mm	máx. 20 mm
Eztetic	TSV / TM	Eztetic	TSV / TM

Para encomendar peças da Zimmer Biomet Dental genuínas, contacte-nos através do número: 800 827 836

### Biomet 3i Dental Ibérica S.L.U.

WTC Almeda Park, Ed. 4, Planta 2ª • C/Tirso de Molina, 40  
08940, Cornellà de Llobregat, Espanha  
Atención al cliente: 800 827 836 • Fax para pedidos: +34 93 445 81 36  
zb.pedidos@zimmerbiomet.com • www.zimmerbiometdental.com

### Zfx GmbH

Kopernikusstraße 15 • 85221 Dachau, Alemanha  
Tel.: +49 81 31 33 244 - 0 • Fax: +49 81 31 33 244 - 10  
www.zfx-dental.com

Todos os conteúdos deste documento encontram-se protegidos por direitos de autor, marcas comerciais ou outros direitos de propriedade intelectual, conforme aplicável, propriedade da ou licenciados à Zimmer Biomet ou às respetivas afiliadas, salvo indicação em contrário. ©2021 Zimmer Biomet.