




Produktkatalog
2023



GenTek™

Originalkomponenten
für restaurative Lösungen



 **ZimVie**

ZimVie DENTALE LÖSUNGEN



GenTek Open Connectivity

Für noch mehr Flexibilität.

Original

GenTek Pre-Abutment Blanks sind kompatibel mit Medentika® Haltern (CAM-Aktualisierung erforderlich).



NFU

GenTek TiBasen

Mit der TiBase können Sie Ihren CAD/CAM-Restaurationsworkflow effizienter gestalten. Sie ermöglicht eine flexible Korrektur des Schraubenkanalwinkels und unterschiedliche Einstellungsmöglichkeiten für die Pfostenhöhe.



exocad

RealGUIDE™
UNIVERSAL OPEN SYSTEM

dental wings

3shape




Kostenlos

Bibliotheken für GenTek restaurative Komponenten sind verfügbar für Zfx CAD, RealGUIDE™, 3Shape, exocad und Dental Wings CAD-Software.

Kostenloser Download auf zfx-dental.com



SCANNEN UND
INFORMIEREN
Mehr auf
www.zfx-dental.com







Inhaltsverzeichnis

NEU: GenTek TiBasen	4
GenTek Pre-Abutment Blanks	8
GenTek TiBasen – Kompatibel mit Fräsblöcken	12
GenTek TiBasen – Kompatibel mit ZimVie Multi-Unit-Abutments ...	20
GenTek Scanbodies	22
GenTek Digitale Scan-Analogue	28

Legende

∅ Restaurative Plattform (mm)
Farbcoding für Eztetic, TSX und Tapered Screw-Vent





	∅ 2,9 mm
	∅ 3,5 mm
	∅ 4,5 mm
	∅ 5,7 mm

Kompatibilitäts-Leitfaden Einsetzwerkzeuge für GenTek Digitale Scan-Analogue

Einsetzwerkzeug	Laboranalog
M 14	Low Profile Abutment Laboranalog
M 16	Certain und Eztetic Laboranalog
M 18	TSV und Tapered Abutment Laboranalog
M 20	External Hex Laboranalog



∅ Restaurative Plattform (mm)
Farbcoding für Certain und External Hex

	3,4 mm
	4,0 – 6,0 mm
	5,0 mm
	6,0 mm

GenTek Kalibrierkörper für Fräsmaschinen

Beschreibung	Artikel-Nr.
GenTek Kalibrierkörper für Abutment-Rohling	ZFX18-CALIB



GenTek Pre-Abutment Blank Halter

Beschreibung	Artikel-Nr.
Zfx Pre-Abutment Blank Halter, Standard	ZFX02PMSH
Zfx Pre-Abutment Blank Halter, Multi-Blank für Zfx Inhouse5x	ZFX02002069
Zfx Pre-Abutment Blank Adapter für Glaskeramik Halter	ZFX02PMA



Kompatibilitäts-Leitfaden Fräsblock¹

ZimVie Restaurative Verbindungen	Schnittstellengröße Block
Tapered Screw-Vent und Trabecular Metal	L
Eztetic	S
Certain	S/L ²
External Hex	L



¹Nicht anwendbar für GenTek TiBasen mit abgewinkeltem Schraubenkanal

²Die restaurative Plattform 3,4 mm ist mit der Schnittstellengröße S kompatibel.
Die restaurativen Plattformen 4,1 und 5,0 mm sind mit der Schnittstellengröße L kompatibel.

NEU: GenTek TiBasen

ZimVie Dental Certain Verbindung

TiBase mit Rotationsschutz

einschl. Gold-Tite Sechsrundschaube und Klebeschraube



Pfostenhöhe ¹ (mm)	Restaurative Plattform (mm)	Plattformhöhe (mm)	Artikel-Nr.
7	3,4	0,3	ZFX11ZB-CE34ASZ03E
		1,3	ZFX11ZB-CE34AS13E
		2,6	ZFX11ZB-CE34AS26E
	4,1	0,3	ZFX11ZB-CE41ASZ03E
		1,3	ZFX11ZB-CE41AS13E
		2,6	ZFX11ZB-CE41AS26E
	5,0	0,3	ZFX11ZB-CE50ASZ03E
		1,3	ZFX11ZB-CE50AS13E
		2,6	ZFX11ZB-CE50AS26E

Gold-Tite® Sechsrundschaube



Artikel-Nr.	Empfohlenes Drehmoment
ZFX09-ZB-CE-HLGTE	20 Ncm

Sechsrund- Einprobeschraube



Artikel-Nr.	Empfohlenes Drehmoment
ZFX09-ZB-CE-HLTISE	Manuelles Eindrehen

TiBase ohne Rotationsschutz

einschl. Gold-Tite Sechsrundschaube und Klebeschraube



Pfostenhöhe ¹ (mm)	Restaurative Plattform (mm)	Plattformhöhe (mm)	Artikel-Nr.
7	3,4	0,3	ZFX11ZB-CE34ASZ03N
		1,3	ZFX11ZB-CE34AS13N
	4,1	0,3	ZFX11ZB-CE41ASZ03N
		1,3	ZFX11ZB-CE41AS13N
	5,0	0,3	ZFX11ZB-CE50ASZ03N
		1,3	ZFX11ZB-CE50AS13N

Gold-Tite Sechsrundschaube



Artikel-Nr.	Empfohlenes Drehmoment
ZFX09-ZB-CE-HLGTN	20 Ncm

Sechsrund- Einprobeschraube



Artikel-Nr.	Empfohlenes Drehmoment
ZFX09-ZB-CE-HLTISN	Manuelles Eindrehen

ZimVie Dental Eztetic und TSX Verbindung

TiBase mit Rotationsschutz

einschl. Sechsrundschaube und Klebeschraube



Pfostenhöhe ¹ (mm)	Restaurative Plattform (mm)	Plattformhöhe (mm)	Artikel-Nr.
7	2,9	1,0	ZFX11ZB-EZ29AS10E
		1,7	ZFX11ZB-EZ29AS17E
		2,6	ZFX11ZB-EZ29AS26E

Sechsrund-Halteschraube



Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
ZFX09-ZB-EZ-HLRS	30 Ncm

TiBase ohne Rotationsschutz

einschl. Sechsrundschaube und Klebeschraube



Pfostenhöhe ¹ (mm)	Restaurative Plattform (mm)	Plattformhöhe (mm)	Artikel-Nr.
7	2,9	1,0	ZFX11ZB-EZ29AS10N
		1,7	ZFX11ZB-EZ29AS17N

Sechsrund-Halteschraube



Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
ZFX09-ZB-EZ-HLRS	30 Ncm

¹Verschiedene Rillenhöhen bei 4,5/5,7 mm

NEU: GenTek TiBasen

ZimVie Dental TSX, Tapered Screw-Vent und Trabecular Metal Verbindung

TiBase mit Rotationsschutz

einschl. Sechsrundschraube und Klebeschraube



Pfostenhöhe ¹ (mm)	Restaurative Plattform (mm)	Plattformhöhe (mm)	Artikel-Nr.
7	3,5	0,3	ZFX11ZB-TSV35AS03E
		1,3	ZFX11ZB-TSV35AS13E
		2,6	ZFX11ZB-TSV35AS26E
	4,5	0,3	ZFX11ZB-TSV45AS03E
		1,3	ZFX11ZB-TSV45AS13E
		2,6	ZFX11ZB-TSV45AS26E
	5,7 ¹	0,3	ZFX11ZB-TSV57AS03E
		1,3	ZFX11ZB-TSV57AS13E
		2,6	ZFX11ZB-TSV57AS26E

Sechsrund-Halteschraube



Artikel-Nr.	Empfohlenes Drehmoment
ZFX09-ZB-TSV-HLRS	30 Ncm

TiBase ohne Rotationsschutz

einschl. Sechsrundschraube und Klebeschraube



Pfostenhöhe ² (mm)	Restaurative Plattform (mm)	Plattformhöhe (mm)	Artikel-Nr.
7	3,5	0,3	ZFX11ZB-TSV35AS03N
		1,3	ZFX11ZB-TSV35AS13N
	4,5	0,3	ZFX11ZB-TSV45AS03N
		1,3	ZFX11ZB-TSV45AS13N
	5,7 ¹	0,3	ZFX11ZB-TSV57AS03N
		1,3	ZFX11ZB-TSV57AS13N

Sechsrund-Halteschraube



Artikel-Nr.	Empfohlenes Drehmoment
ZFX09-ZB-TSV-HLRS	30 Ncm

Instrumente für neue GenTek TiBasen

Ein Schraubendreher für kompatible ZimVie Dental Verbindungen

Sechsrundschraubendreher für Halteschraube



Länge (mm)	Artikel-Nr.
21	ZFX02HLD21
28	ZFX02HLD28
36	ZFX02HLD36

Ratsche mit Drehmomentanzeige



Beschreibung	Artikel-Nr.
Ratsche mit Drehmomentanzeige	L-TIRW
L-TIRW Standard ISO 1797 Adapter	C9980

Certain QuickSeat® Aktivierhilfe



Artikel-Nr.
IQSA01

Ratsche mit Drehmomentanzeige³ einschl. Adapter, Tray und Einbringinstrumente



Beschreibung	Artikel-Nr.
<ul style="list-style-type: none"> L-TIRW: Ratsche mit Drehmomentanzeige C9980: L-TIRW Standard ISO 1797 Adapter^{4,5} RTI2035TR: Tray für Ratsche mit Drehmomentanzeige RASH3N: Großer Sechskant-Winkelstückeinsatz, 24 mm RASQ3N: Vierkant-Winkelstückeinsatz, 24 mm 	L-TIRWK

¹ Nicht kompatibel mit TSX Restaurativer Plattform

² Verschiedene Rillenhöhen bei 4,5/5,7 mm

³ Komponenten auch separat erhältlich

⁴ Kurzer ISO 1797 Adapter auch erhältlich (C9981)

⁵ C9980 kann separat bestellt werden

GenTek Pre-Abutment Blanks

ZimVie Dental Certain Verbindung

Pre-Abutment Blank (Titan)

einschl. Gold-Tite Schraube



Restaurative Plattform (mm)	Artikel-Nr.
3,4	ZFX18-ZB-CE-34
4,1 / 5,0 / 6,0	ZFX18-ZB-CE-4160

Gold-Tite Schraube

Einprobeschraube



Gold-Tite Schraube		Einprobeschraube	
Artikel-Nr.		Artikel-Nr.	
ZFX09-ZB-CE-HGTS	20 Ncm	ZFX09-ZB-CE-HTIS	Manuelles Eindrehen

Sechskantschraubendreher, Einbringinstrument

für Gold-Tite und Einprobeschraube



Beschreibung	Artikel-Nr.
Sechskantschraubendreher, 17 mm (L)	PHD02N
Sechskantschraubendreher, 24 mm (L)	PHD03N
Sechskant-Winkelstückeinsatz, 24 mm (L)	RASH3N
Sechskant-Winkelstückeinsatz, 30 mm (L)	RASH8N

Ratsche mit Drehmomentanzeige¹

einschl. Adapter, Tray und Einbringinstrumente



Beschreibung	Artikel-Nr.
<ul style="list-style-type: none"> L-TIRW: Ratsche mit Drehmomentanzeige C9980: L-TIRW Standard ISO 1797 Adapter^{2,3} RTI2035TR: Tray für Ratsche mit Drehmomentanzeige RASH3N: Großer Sechskant-Winkelstückeinsatz, 24 mm RASQ3N: Vierkant-Winkelstückeinsatz, 24 mm 	L-TIRWK

Certain QuickSeat Aktivierhilfe



Artikel-Nr.
IQSA01

ZimVie Dental External Hex Verbindung

Pre-Abutment Blank (Titan)

einschl. Gold-Tite Schraube



Restaurative Plattform (mm)	Artikel-Nr.
3,4	ZFX18-ZB-EX-34
4,1 / 5,0 / 6,0	ZFX18-ZB-EX-4160

Gold-Tite Schraube

Einprobenschraube



Empfohlenes Drehmoment



Empfohlenes Drehmoment

Artikel-Nr.		Artikel-Nr.	
ZFX09-ZB-EX-GTS	32 Ncm	ZFX09-ZB-EX-TIS	Manuelles Eindrehen

Vierkantschraubendreher, Einbringinstrument

für Gold-Tite Schrauben



Beschreibung	Artikel-Nr.
Vierkantschraubendreher, 17 mm (L)	PSQD0N
Vierkantschraubendreher, 24 mm (L)	PSQD1N
Vierkant-Winkelstückeinsetz, 24 mm (L)	RASQ3N
Vierkant-Winkelstückeinsetz, 30 mm (L)	RASH8N

Sechskantschraubendreher, Einbringinstrument

für Einprobenschraube



Nur für External Hex Einprobenschraube

Beschreibung	Artikel-Nr.
Sechskantschraubendreher, 17 mm (L)	PHD02N
Sechskantschraubendreher, 24 mm (L)	PHD03N
Sechskant-Winkelstückeinsetz, 24 mm (L)	RASH3N
Sechskant-Winkelstückeinsetz, 30 mm (L)	RASH8N

Ratsche mit Drehmomentanzeige¹

einschl. Adapter, Tray und Einbringinstrumente



Beschreibung	Artikel-Nr.
<ul style="list-style-type: none"> L-TIRW: Ratsche mit Drehmomentanzeige C9980: L-TIRW Standard ISO 1797 Adapter^{2,3} RTI2035TR: Tray für Ratsche mit Drehmomentanzeige RASH3N: Großer Sechskant-Winkelstückeinsetz, 24 mm RASQ3N: Vierkant-Winkelstückeinsetz, 24 mm 	L-TIRWK

¹ Komponenten auch separat erhältlich

² Kurzer ISO 1797 Adapter auch erhältlich (C9981)

³ C9980 kann separat bestellt werden

GenTek Pre-Abutment Blanks

ZimVie Dental Eztetic und TSX Verbindung

Pre-Abutment Blank (Titan) einschl. Halteschraube



Restaurative Plattform (mm)
2,9

Artikel-Nr.
ZFX18-ZB-EZ-29

Halteschraube




Artikel-Nr.	
ZFX09-ZB-EZ-RS	30 Ncm

Sechskantschraubendreher, Sechskantschraubendreher für Winkelstück für Halteschrauben und intraorale Scanbodies



Beschreibung	Artikel-Nr.
Sechskantschraubendreher, kurz, mit GemLock® Haltefunktion, 1,25 mm (D), 22 mm (L)	HXGR1.25 ^{1 2 3}
Sechskantschraubendreher, lang, mit GemLock Haltefunktion, 1,25 mm (D), 30 mm (L)	HXLGR1.25 ^{1 2 3}
Winkelstück-Sechskantschraubendreher für chirurgische und prothetische Schrauben, kurz, 1,25 mm (D), 23 mm (L) (kann Reduktionshandstück erfordern)	HX1.25D ¹
Winkelstück-Sechskantschraubendreher für chirurgische und prothetische Schrauben, lang, 1,25 mm (D), 26 mm (L) (kann Reduktionshandstück erfordern)	HXL1.25D ¹

Abziehinstrument



Beschreibung	Artikel-Nr.
Abziehinstrument für Abutments	CLRT2
Abziehinstrument für Abutments – schmale Plattform	ZFX02-RTNP

Drehmomentratsche

für Abutment-Schrauben & intraorale Scanbodies



Beschreibung	Artikel-Nr.
Drehmomentratsche, restaurativ (einstellbarer Drehmomentbereich 10 – 35 Ncm)	TWR
Drehmomentschlüssel, kurz	TW1.25 ¹
Drehmomentschlüssel, lang	TW1.25L ^{1 2}

ZimVie Dental TSX, Tapered Screw-Vent und Trabecular Metal Verbindung

Pre-Abutment Blank (Titan) einschl. Halteschraube



Restaurative Plattform (mm)	Artikel-Nr.
3,5	ZFX18-ZB-TSV-35
4,5	ZFX18-ZB-TSV-45
5,7 ⁵	ZFX18-ZB-TSV-57

Halteschraube




Artikel-Nr.	
ZFX09-ZB-TSV-RS	30 Ncm

Sechskantschraubendreher, Sechskantschraubendreher für Winkelstück für Halteschrauben und intraorale Scanbodies



Beschreibung	Artikel-Nr.
Sechskantschraubendreher, kurz, mit GemLock Haltefunktion, 1,25 mm (D), 22 mm (L)	HXGR1.25 ^{1 2 4}
Sechskantschraubendreher, lang, mit GemLock Haltefunktion, 1,25 mm (D), 30 mm (L)	HXLGR1.25 ^{1 2 4}
Winkelstück-Sechskantschraubendreher für chirurgische und prothetische Schrauben, kurz, 1,25 mm (D), 23 mm (L) (kann Reduktionshandstück erfordern)	HX1.25D ¹
Winkelstück-Sechskantschraubendreher für chirurgische und prothetische Schrauben, lang, 1,25 mm (D), 26 mm (L) (kann Reduktionshandstück erfordern)	HXL1.25D ¹

Abziehinstrument



Beschreibung	Artikel-Nr.
Abziehinstrument für Abutments	TLRT2
Abziehinstrument für Abutments - Standard-Plattform	ZFX02-RTSP

Drehmomentratsche

für Abutment-Schrauben & intraorale Scanbodies



Beschreibung	Artikel-Nr.
Drehmomentratsche, restaurativ (einstellbarer Drehmomentbereich 10 - 35 Ncm)	TWR
Drehmomentschlüssel, kurz	TW1.25 ¹
Drehmomentschlüssel, lang	TW1.25L ^{1 2}

¹Kompatibel mit TiBasen

²Kompatibel mit IOS Scanbodies

³Kompatibel mit Abziehinstrument für schmale Plattform

⁴Kompatibel mit Abziehinstrument für Standard-Plattform

⁵Nicht kompatibel mit TSX Restaurativer Plattform

GenTek TiBasen Kompatibel mit Fräsblöcken

ZimVie Dental Certain Verbindung

Komponenten für Einzelzahnversorgungen

TiBase mit Rotationsschutz' einschl. Gold-Tite und Klebeschrauben



Höhe (mm)	Restaurative Plattform (mm)	Artikel-Nr.
4,7	3,4	ZFX11-ZB-CE-3447-ES
	4,1	ZFX11-ZB-CE-4147-EL
	5,0	ZFX11-ZB-CE-5047-EL

Gold-Tite Schraube



Artikel-Nr.	
ZFX09-ZB-CE-HGTS	20 Ncm

Einprobenschraube



Artikel-Nr.	
ZFX09-ZB-CE-HTIS	Manuelles Eindrehen

Komponenten für mehrgliedrige Versorgungen

TiBase ohne Rotationsschutz' einschl. Gold-Tite und Klebeschrauben



Höhe (mm)	Restaurative Plattform (mm)	Artikel-Nr.
4,7	3,4	ZFX11-ZB-CE-3447-NES
	4,1	ZFX11-ZB-CE-4147-NEL
	5,0	ZFX11-ZB-CE-5047-NEL

Gold-Tite Schraube



Artikel-Nr.	
ZFX09-ZB-CE-LGTS	20 Ncm

Einprobenschraube



Artikel-Nr.	
ZFX09-ZB-CE-NHTIS	Manuelles Eindrehen

Sechskantschraubendreher, Einbringinstrument
für Gold-Tite und Einprobeschraube



Beschreibung	Artikel-Nr.
Sechskantschraubendreher, 17 mm (L)	PHD02N
Sechskantschraubendreher, 24 mm (L)	PHD03N
Sechskant-Winkelstückeinsatz, 24 mm (L)	RASH3N
Sechskant-Winkelstückeinsatz, 30 mm (L)	RASH8N

Ratsche mit Drehmomentanzeige²
einschl. Adapter, Tray und Einbringinstrumente




Certain QuickSeat® Aktivierhilfe



Beschreibung	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
<ul style="list-style-type: none"> L-TIRW: Ratsche mit Drehmomentanzeige C9980: L-TIRW Standard ISO 1797 Adapter^{3,4} RTI2035TR: Tray für Ratsche mit Drehmomentanzeige RASH3N: Großer Sechskant-Winkelstückeinsatz, 24 mm RASQ3N: Vierkant-Winkelstückeinsatz, 24 mm 	L-TIRWK	IQSA01

¹ 4-mm-Rille zeigt die minimal zulässige Pfostenhöhe an
² Nicht anwendbar für GenTek TiBasen mit abgewinkeltem Schraubenkanal
³ Komponenten auch separat erhältlich
⁴ Kurzer ISO 1797 Adapter auch erhältlich (C9981)
⁵ C9980 kann separat bestellt werden



GenTek TiBasen Kompatibel mit Fräsblöcken

ZimVie Dental External Hex Verbindung

Komponenten für Einzelzahnversorgungen

TiBase mit Rotationsschutz' einschl. Gold-Tite und Klebeschrauben



Höhe (mm)	Restaurative Plattform (mm)	Artikel-Nr.
4,7	3,4	ZFX11-ZB-EX-3447-EL
	4,1	ZFX11-ZB-EX-4147-EL
	5,0	ZFX11-ZB-EX-5047-EL

Gold-Tite Schraube



Empfohlenes Drehmoment

Artikel-Nr.	
ZFX09-ZB-EX-GTS	32 Ncm

Einprobeschraube



Empfohlenes Drehmoment

Artikel-Nr.	
ZFX09-ZB-EX-TIS	Manuelles Eindrehen

Komponenten für mehrgliedrige Versorgungen

TiBase ohne Rotationsschutz' einschl. Gold-Tite und Klebeschrauben



Höhe (mm)	Restaurative Plattform (mm)	Artikel-Nr.
4,7	3,4	ZFX11-ZB-EX-3447-NEL
	4,1	ZFX11-ZB-EX-4147-NEL
	5,0	ZFX11-ZB-EX-5047-NEL

Gold-Tite Schraube



Empfohlenes Drehmoment

Artikel-Nr.	
ZFX09-ZB-EX-GTS	32 Ncm

Einprobeschraube



Empfohlenes Drehmoment

Artikel-Nr.	
ZFX09-ZB-EX-TIS	Manuelles Eindrehen

**Vierkantschraubendreher,
Einbringinstrument**
für Gold-Tite Schrauben



**Sechskantschraubendreher,
Einbringinstrument**
für Einprobeschraube



Nur für
External Hex
Einprobeschraube

Beschreibung	Artikel-Nr.
Vierkantschraubendreher, 17 mm (L)	PSQD0N
Vierkantschraubendreher, 24 mm (L)	PSQD1N
Vierkant-Winkelstückeinsatz, 24 mm (L)	RASQ3N
Vierkant-Winkelstückeinsatz, 30 mm (L)	RASH8N

Beschreibung	Artikel-Nr.
Sechskantschraubendreher, 17 mm (L)	PHD02N
Sechskantschraubendreher, 24 mm (L)	PHD03N
Sechskant-Winkelstückeinsatz, 24 mm (L)	RASH3N
Sechskant-Winkelstückeinsatz, 30 mm (L)	RASH8N

Ratsche mit Drehmomentanzeige²
einschl. Adapter, Tray und Einbringinstrumente



Beschreibung	Artikel-Nr.
<ul style="list-style-type: none"> L-TIRW: Ratsche mit Drehmomentanzeige C9980: L-TIRW Standard ISO 1797 Adapter^{3,4} RTI2035TR: Tray für Ratsche mit Drehmomentanzeige RASH3N: Großer Sechskant-Winkelstückeinsatz, 24 mm RASQ3N: Vierkant-Winkelstückeinsatz, 24 mm 	L-TIRWK

¹ 4-mm-Rille zeigt die minimal zulässige Pfostenhöhe an
² Nicht anwendbar für GenTek TiBasen mit abgewinkeltem Schraubenkanal
³ Komponenten auch separat erhältlich
⁴ Kurzer ISO 1797 Adapter auch erhältlich (C9981)
⁵ C9980 kann separat bestellt werden

GenTek TiBasen Kompatibel mit Fräsblöcken

ZimVie Dental Eztetic und TSX Verbindung

Komponenten für Einzelzahnversorgungen

TiBase mit Rotationsschutz'
einschl. Halte- und Klebeschraube



Höhe (mm)	Restaurative Plattform (mm)	Artikel-Nr.
4,7	2,9	ZFX11-ZB-EZ-2947-ES

Halteschraube



Artikel-Nr.	Empfohlenes Drehmoment
ZFX09-ZB-EZ-RS	30 Ncm

Komponenten für mehrgliedrige Versorgungen

TiBase ohne Rotationsschutz'
einschl. Halte- und Klebeschraube



Höhe (mm)	Restaurative Plattform (mm)	Artikel-Nr.
4,7	2,9	ZFX11-ZB-EZ-2947-NES

Halteschraube



Artikel-Nr.	Empfohlenes Drehmoment
ZFX09-ZB-EZ-RS	30 Ncm

Sechskantschraubendreher, Sechskantschraubendreher für Winkelstück
für Halteschrauben



Beschreibung	Artikel-Nr.
Sechskantschraubendreher, kurz, mit GemLock Haltefunktion, 1,25 mm (D), 22 mm (L)	HXGR1.25 ^{2 3 4}
Sechskantschraubendreher, lang, mit GemLock Haltefunktion, 1,25 mm (D), 30 mm (L)	HXLGR1.25 ^{2 3 4}
Winkelstück-Sechskantschraubendreher für chirurgische und prothetische Schrauben, kurz, 1,25 mm (D), 23 mm (L) <i>(kann Reduktionshandstück erfordern)</i>	HX1.25D ²
Winkelstück-Sechskantschraubendreher für chirurgische und prothetische Schrauben, lang, 1,25 mm (D), 26 mm (L) <i>(kann Reduktionshandstück erfordern)</i>	HXL1.25D ²

Abziehinstrument



Beschreibung	Artikel-Nr.
Abziehinstrument für Abutments	CLRT2
Abziehinstrument für Abutments – schmale Plattform	ZFX02-RTNP

Drehmomentratsche
für Abutment-Schrauben



Beschreibung	Artikel-Nr.
Drehmomentratsche, restaurativ (einstellbarer Drehmomentbereich 10 – 35 Ncm)	TWR
Drehmomentschlüssel, kurz	TW1.25 ²
Drehmomentschlüssel, lang	TW1.25L ^{2 3}


¹ 4-mm-Rille zeigt die minimal zulässige Pfostenhöhe an

² Nicht anwendbar für GenTek TiBasen mit abgewinkeltem Schraubenkanal

³ Kompatibel mit TiBasen

³ Kompatibel mit IOS Scanbodies

⁴ Kompatibel mit Abziehinstrument für schmale Plattform



GenTek TiBasen Kompatibel mit Fräsblöcken

ZimVie Dental TSX, Tapered Screw-Vent und Trabecular Metal Verbindung

Komponenten für Einzelzahnversorgungen

TiBase mit Rotationsschutz' einschl. Halte- und Klebeschraube



Höhe (mm)	Restaurative Plattform (mm)	Artikel-Nr.
4,7	3,5	ZFX11-ZB-TSV-3547-EL
	4,5	ZFX11-ZB-TSV-4547-EL
	5,7 ³	ZFX11-ZB-TSV-5747-EL

Halteschraube



Artikel-Nr.	
ZFX09-ZB-TSV-RS	30 Ncm

Komponenten für mehrgliedrige Versorgungen

TiBase ohne Rotationsschutz' einschl. Halte- und Klebeschraube



Höhe (mm)	Restaurative Plattform (mm)	Artikel-Nr.
4,7	3,5	ZFX11-ZB-TSV-3547-NEL
	4,5	ZFX11-ZB-TSV-4547-NEL
	5,7 ³	ZFX11-ZB-TSV-5747-NEL

Halteschraube




Artikel-Nr.	
ZFX09-ZB-TSV-RS	30 Ncm

Sechskantschraubendreher, Sechskantschraubendreher für Winkelstück
für Halteschrauben



Beschreibung	Artikel-Nr.
Sechskantschraubendreher, kurz, mit GemLock Haltefunktion, 1,25 mm (D), 22 mm (L)	HXGR1.25 ² 1 ⁴ 5
Sechskantschraubendreher, lang, mit GemLock Haltefunktion, 1,25 mm (D), 30 mm (L)	HXLGR1.25 ² 1 ⁴ 5
Winkelstück-Sechskantschraubendreher für chirurgische und prothetische Schrauben, kurz, 1,25 mm (D), 23 mm (L) (kann Reduktionshandstück erfordern)	HX1.25D ²
Winkelstück-Sechskantschraubendreher für chirurgische und prothetische Schrauben, lang, 1,25 mm (D), 26 mm (L) (kann Reduktionshandstück erfordern)	HXL1.25D ²

Abziehinstrument



Drehmomentratsche
für Abutment-Schrauben



Beschreibung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.
Abziehinstrument für Abutments	TLRT2	Drehmomentratsche, restaurativ (einstellbarer Drehmomentbereich 10 – 35 Ncm)	TWR
Abziehinstrument für Abutments – Standard-Plattform	ZFX02-RTSP	Drehmomentschlüssel, kurz	TW1.25 ²
		Drehmomentschlüssel, lang	TW1.25L ² 1 ⁴

¹ 4-mm-Rille zeigt die minimal zulässige Pfostenhöhe an

² Nicht anwendbar für GenTek TiBasen mit abgewinkeltem Schraubenkanal

³ Kompatibel mit TiBasen

⁴ Nicht kompatibel mit TSX Restaurativer Plattform

⁵ Kompatibel mit IOS Scanbodies

⁶ Kompatibel mit Abziehinstrument für Standard-Plattform

GenTek TiBasen Kompatibel mit ZimVie Multi-Unit-Abutments

ZimVie Dental Low Profile Abutment

Komponenten für mehrgliedrige Versorgungen

TiBase ohne Rotationsschutz¹ einschl. Gold-Tite und Klebeschrauben



Höhe (mm)	Restaurative Plattform (mm)	Artikel-Nr.
5,0	4,8	ZFX11-ZB-LP-48

Gold-Tite Schraube

Einprobeschraube



Empfohlenes Drehmoment

Artikel-Nr.	Empfohlenes Drehmoment
ZFX09-ZB-LP-GTS	10 Ncm



Empfohlenes Drehmoment

Artikel-Nr.	Empfohlenes Drehmoment
ZFX09-ZB-LP-RS	Manuelles Eindrehen

Sechskantschraubendreher, Einbringinstrument für Gold-Tite und Einprobeschraube



Beschreibung	Artikel-Nr.
Sechskantschraubendreher, 17 mm (L)	PHD02N
Sechskantschraubendreher, 24 mm (L)	PHD03N
Sechskant-Winkelstückeinsatz, 24 mm (L)	RASH3N
Sechskant-Winkelstückeinsatz, 30 mm (L)	RASH8N

Ratsche mit Drehmomentanzeige² einschl. Adapter, Tray und Einbringinstrumente



Beschreibung	Artikel-Nr.
<ul style="list-style-type: none"> L-TIRW: Ratsche mit Drehmomentanzeige C9980: L-TIRW Standard ISO 1797 Adapter^{3,4} RTI2035TR: Tray für Ratsche mit Drehmomentanzeige RASH3N: Großer Sechskant-Winkelstückeinsatz, 24 mm RASQ3N: Vierkant-Winkelstückeinsatz, 24 mm 	L-TIRWK

ZimVie Dental Tapered Abutment

Komponenten für mehrgliedrige Versorgungen

TiBase ohne Rotationschutz⁵ einschl. Halte- und Klebeschraube



Höhe (mm)	Restaurative Plattform (mm)	Artikel-Nr.
3,9	4,5	ZFX11-ZB-TA-45

Halteschraube



Artikel-Nr.	Empfohlenes Drehmoment
ZFX09-ZB-TA-RS	20 Ncm

Sechskantschraubendreher, Sechskantschraubendreher für Winkelstück für Halteschrauben



Beschreibung	Artikel-Nr.
Sechskantschlüssel, kurz, mit GemLock Haltefunktion 1,25 mm (D), 22 mm (L)	HXGR1.25
Sechskantschlüssel, lang, mit GemLock Haltefunktion 1,25 mm (D), 30 mm (L)	HXLGR1.25
Winkelstück-Sechskantschraubendreher für chirurgische und prothetische Schrauben, kurz 1,25 mm (D), 23 mm (L) <i>(kann Reduktionshandstück erfordern)</i>	HX1.25D
Winkelstück-Sechskantschraubendreher für chirurgische und prothetische Schrauben, lang 1,25 mm (D), 26 mm (L) <i>(kann Reduktionshandstück erfordern)</i>	HXL1.25D

Drehmomentratsche für Abutment-Schrauben



Beschreibung	Artikel-Nr.
Drehmomentratsche, restaurativ (einstellbarer Drehmomentbereich 10 – 35 Ncm)	TWR
Drehmomentschlüssel, kurz	TW1.25 ⁶
Drehmomentschlüssel, lang	TW1.25L ^{6,7}

⁵ Kompatibel nur mit Low Profile Abutments ohne Rotationschutz
Nicht anwendbar für GenTek TiBasen mit abgewinkeltem Schraubenkanal
⁶ Komponenten auch separat erhältlich
⁷ Kurzer ISO 1797 Adapter auch erhältlich (C9981)
⁸ C9980 kann separat bestellt werden

⁵ Nicht anwendbar für GenTek TiBasen mit abgewinkeltem Schraubenkanal
⁶ Kompatibel mit TiBasen
⁷ Kompatibel mit IOS Scanbodies



ZimVie Dental Certain Verbindung

Desktop-Scanbody einschl. Schraube



Restaurative Plattform (mm)	Artikel-Nr.	
3,4	ZFX05D-ZB-CE-34	Manuelles Eindrehen ¹
4,1 / 5,0 / 6,0	ZFX05D-ZB-CE-4160	
5,0	ZFX05D-ZB-CE-50	
6,0	ZFX05D-ZB-CE-60	

Drehmomentschlüssel für Desktop-Scanbody



Artikel-Nr.
ZFX02002067

Intraorale Scanbodies einschl. Schrauben



Höhe (mm)	Restaurative Plattform (mm)	Artikel-Nr.	
4,0 und 7,0	3,4	ZFX05I-ZB-CE-34	Manuelles Eindrehen ¹
	4,1 / 5,0 / 6,0	ZFX05I-ZB-CE-4160	

Sechskantschraubendreher für intraorale Scanbodies



Beschreibung	Artikel-Nr.
Sechskantschlüssel, lang, mit GemLock Haltefunktion 1,25 mm (D), 30 mm (L)	HXLGR1.25


Certain QuickSeat® Aktivierhilfe



Artikel-Nr.
IQSA01

ZimVie Dental External Hex Verbindung

Desktop-Scanbody einschl. Schraube



↑
Empfohlenes
Drehmoment

Restaurative Plattform (mm)	Artikel-Nr.	
3,4	ZFX05D-ZB-EX-34	Manuelles Eindreihen ¹
4,1 / 5,0 / 6,0	ZFX05D-ZB-EX-4160	
5,0	ZFX05D-ZB-EX-50 ²	
6,0	ZFX05D-ZB-EX-60 ²	

Drehmomentschlüssel für Desktop-Scanbody



Artikel-Nr.
ZFX02002067

Intraorale Scanbodies einschl. Schrauben



↑
Empfohlenes
Drehmoment


Höhe (mm)	Restaurative Plattform (mm)	Artikel-Nr.	
4,0 und 7,0	3,4	ZFX05I-ZB-EX-34	Manuelles Eindreihen ¹
	4,1 / 5,0 / 6,0	ZFX05I-ZB-EX-4160	

Sechskantschraubendreher für intraorale Scanbodies



Beschreibung	Artikel-Nr.
Sechskantschlüssel, lang, mit GemLock Haltefunktion 1,25 mm (D), 30 mm (L)	HXLGR1.25

¹ Minimum 5 Ncm; Maximum 15 Ncm.
Weitere Informationen siehe Gebrauchsanweisung.
² Nur mit dem Zfx Evolution Scanner verwendbar



ZimVie Dental Eztetic und TSX Verbindung

Desktop-Scanbody einschl. Schraube



↑
Empfohlenes
Drehmoment

Restaurative Plattform (mm)	Artikel-Nr.	Empfohlenes Drehmoment
2,9	ZFX05D-ZB-EZ-29	Manuelles Eindrehen ¹

Drehmomentschlüssel für Desktop-Scanbody



Artikel-Nr.
ZFX02002067

Intraorale Scanbodies einschl. Schrauben



↑
Empfohlenes
Drehmoment

Höhe (mm)	Restaurative Plattform (mm)	Artikel-Nr.	Empfohlenes Drehmoment
4,0 und 7,0	2,9	ZFX05I-ZB-EZ-29	Manuelles Eindrehen ¹

Sechskantschraubendreher, Sechskantschraubendreher für Winkelstück für intraorale Scanbodies



Beschreibung	Artikel-Nr.
Sechskantschlüssel, kurz, mit GemLock Haltefunktion 1,25 mm (D), 22 mm (L)	HXGR1.25 ^{2 3 4}
Sechskantschlüssel, lang, mit GemLock Haltefunktion 1,25 mm (D), 30 mm (L)	HXLGR1.25 ^{2 3 4}
Winkelstück-Sechskantschraubendreher für chirurgische und prothetische Schrauben, kurz 1,25 mm (D), 23 mm (L) (kann Reduktionshandstück erfordern)	HX1.25D ²
Winkelstück-Sechskantschraubendreher für chirurgische und prothetische Schrauben, lang 1,25 mm (D), 26 mm (L) (kann Reduktionshandstück erfordern)	HXL1.25D ²

ZimVie Dental TSX, Tapered Screw-Vent und Trabecular Metal Verbindung

Desktop-Scanbody einschl. Schraube



↑
Empfohlenes
Drehmoment

Restaurative Plattform (mm)	Artikel-Nr.	Manuelles Eindrehen ¹
3,5	ZFX05D-ZB-TSV-35	
4,5	ZFX05D-ZB-TSV-45	
5,7 ⁶	ZFX05D-ZB-TSV-57	

Drehmomentschlüssel für Desktop-Scanbody



Artikel-Nr.
ZFX02002067

Intraorale Scanbodies einschl. Schrauben



↑
Empfohlenes
Drehmoment

Höhe (mm)	Restaurative Plattform (mm)	Artikel-Nr.	Manuelles Eindrehen ¹
4,0 und 7,0	3,5	ZFX05I-ZB-TSV-35	
	4,5	ZFX05I-ZB-TSV-45	
	5,7 ⁶	ZFX05I-ZB-TSV-57	

Sechskantschraubendreher, Sechskantschraubendreher für Winkelstück für intraorale Scanbodies



Beschreibung	Artikel-Nr.
Sechskantschlüssel, kurz, mit GemLock Haltefunktion 1,25 mm (D), 22 mm (L)	HXGR1.25 ² 13 ¹⁵
Sechskantschlüssel, lang, mit GemLock Haltefunktion 1,25 mm (D), 30 mm (L)	HXLGR1.25 ² 13 ¹⁵
Winkelstück-Sechskantschraubendreher für chirurgische und prothetische Schrauben, kurz 1,25 mm (D), 23 mm (L) (kann Reduktionshandstück erfordern)	HX1.25D ²
Winkelstück-Sechskantschraubendreher für chirurgische und prothetische Schrauben, lang 1,25 mm (D), 26 mm (L) (kann Reduktionshandstück erfordern)	HXL1.25D ²


¹ Minimum 5 Ncm; Maximum 15 Ncm.
Weitere Informationen siehe Gebrauchsanweisung.
² Kompatibel mit TiBasen
³ Kompatibel mit IOS Scanbodies

⁴ Kompatibel mit Abziehinstrument für schmale Plattform
⁵ Kompatibel mit Abziehinstrument für Standard-Plattform
⁶ Nicht kompatibel mit TSX Restaurativer Plattform



ZimVie Dental Low Profile Abutment

Desktop-Scanbody einschl. Schraube



↑
Empfohlenes
Drehmoment

Restaurative Plattform (mm)	Artikel-Nr.	
4,8	ZFX05D-ZB-LP-48	Manuelles Eindrehen ¹

Drehmomentschlüssel für Desktop-Scanbody



Artikel-Nr.
ZFX02002067

Intraorale Scanbodies mit Rotationsschutz einschl. Schrauben



↑
Empfohlenes
Drehmoment

Höhe (mm)	Restaurative Plattform (mm)	Artikel-Nr.	
4,0	4,8	ZFX05I-ZB-LP-48	Manuelles Eindrehen ¹

Intraorale Scanbodies ohne Rotationsschutz einschl. Schrauben



↑
Empfohlenes
Drehmoment

Höhe (mm)	Restaurative Plattform (mm)	Artikel-Nr.	
4,0	4,8	ZFX05I-ZB-LP-48-NE	Manuelles Eindrehen ¹


Sechskantschraubendreher, Sechskantschraubendreher für Winkelstück für intraorale Scanbodies



Beschreibung	Artikel-Nr.
Sechskantschlüssel, kurz, mit GemLock Haltefunktion 1,25 mm (D), 22 mm (L)	HXGR1.25
Sechskantschlüssel, lang, mit GemLock Haltefunktion 1,25 mm (D), 30 mm (L)	HXLGR1.25
Winkelstück-Sechskantschraubendreher für chirurgische und prothetische Schrauben, kurz, 1,25 mm (D), 23 mm (L) (kann Reduktionshandstück erfordern)	HX1.25D
Winkelstück-Sechskantschraubendreher für chirurgische und prothetische Schrauben, lang, 1,25 mm D, 26 mm (L) (kann Reduktionshandstück erfordern)	HXL1.25D

ZimVie Dental Tapered Abutment

Desktop-Scanbody einschl. Schraube



↑
Empfohlenes
Drehmoment

Restaurative Plattform (mm)	Artikel-Nr.	
4,5	ZFX05D-ZB-TA-45	Manuelles Eindrehen ¹

Drehmomentschlüssel für Desktop-Scanbody



Artikel-Nr.
ZFX02002067

Intraorale Scanbodies einschl. Schrauben



DOPPELPAK

↑
Empfohlenes
Drehmoment


Höhe (mm)	Restaurative Plattform (mm)	Artikel-Nr.	
4,0	4,5	ZFX05I-ZB-TA-45	Manuelles Eindrehen ¹

Sechskantschraubendreher, Sechskantschraubendreher für Winkelstück für intraorale Scanbodies



Beschreibung	Artikel-Nr.
Sechskantschlüssel, kurz, mit GemLock Haltefunktion 1,25 mm (D), 22 mm (L)	HXGR1.25
Sechskantschlüssel, lang, mit GemLock Haltefunktion 1,25 mm (D), 30 mm (L)	HXLGR1.25
Winkelstück-Sechskantschraubendreher für chirurgische und prothetische Schrauben, kurz, 1,25 mm (D), 23 mm (L) (kann Reduktionshandstück erfordern)	HX1.25D
Winkelstück-Sechskantschraubendreher für chirurgische und prothetische Schrauben, lang, 1,25 mm D, 26 mm (L) (kann Reduktionshandstück erfordern)	HXL1.25D

¹ Minimum 5 Ncm; Maximum 15 Ncm.
Weitere Informationen siehe Gebrauchsanweisung.



GenTek Digitale Scan-Analoge

ZimVie Dental Certain Verbindung

Digitales Scan-Analog¹



Restaurative Plattform (mm)	Artikel-Nr.
3,4	ZFX15-ZB-CE-34
4,1	ZFX15-ZB-CE-41
5,0	ZFX15-ZB-CE-50
6,0	ZFX15-ZB-CE-60

Einsetzwerkzeug für digitale Scan-Analoge



Artikel-Nr.
ZFX02-M16

ZimVie Dental External Hex Verbindung

Digitales Scan-Analog¹



Restaurative Plattform (mm)	Artikel-Nr.
3,4	ZFX15-ZB-EX-34
4,1	ZFX15-ZB-EX-41
5,0	ZFX15-ZB-EX-50
6,0	ZFX15-ZB-EX-60

Einsetzwerkzeug für digitale Scan-Analoge



Artikel-Nr.
ZFX02-M20

ZimVie Dental Low Profile Abutment

Digitales Scan-Analog¹



Restaurative Plattform (mm)	Artikel-Nr.
4,8	ZFX15-ZB-LP-48

Einsetzwerkzeug für digitale Scan-Analoge



Artikel-Nr.
ZFX02-M14

ZimVie Dental TSX, Tapered Screw-Vent und Trabecular Metal Verbindung

Digitales Scan-Analog¹



Einsetzwerkzeug für digitale Scan-Analoge



Restaurative Plattform (mm)	Artikel-Nr.
3,5	ZFX15-ZB-TSV-35
4,5	ZFX15-ZB-TSV-45
5,7	ZFX15-ZB-TSV-57 ²

Artikel-Nr.
ZFX02-M18

ZimVie Dental Eztetic und TSX Verbindung

Digitales Scan-Analog¹



Einsetzwerkzeug für digitale Scan-Analoge



Restaurative Plattform (mm)	Artikel-Nr.
2,9	ZFX15-ZB-EZ-29

Artikel-Nr.
ZFX02-M16

ZimVie Dental Tapered Abutment

Digitales Scan-Analog¹



Einsetzwerkzeug für digitale Scan-Analoge



Restaurative Plattform (mm)	Artikel-Nr.
4,5	ZFX15-ZB-TA-45

Artikel-Nr.
ZFX02-M18

¹ Kompatibel mit vorhandenen Certain / External Hex / Eztetic / TSV/TM / Low Profile / Tapered Abutment Abformpfosten

² Nicht kompatibel mit TSX Restaurativer Plattform



Notizen

Zum Bestellen von Originalkomponenten von
ZimVie Dental wenden Sie sich an Ihren örtlichen
Vertriebsmitarbeiter oder senden Sie eine E-Mail an:
ZV.Bestellung@ZimVie.com

ZimVie Dental Global Headquarters

4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
Phone: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272
dentalCS@ZimVie.com
www.ZimVie.com/dental

Zimmer Dental GmbH

Wilhelm-Wagenfeld-Straße 28
D-80807 München
Tel: +49-(0)800-101-64-20
Fax: +49-(0)800-313-11-11
ZV.Bestellung@ZimVie.com

ZimVie Austria GmbH

Wienerbergstraße 11/12a
A-1100 Wien
Tel: +43-(0)8000-700-17
Fax: +43-(0)8000-700-18
ZV.Bestellung@ZimVie.com

Biomet 3i Schweiz GmbH

Grüzefeldstrasse 41
CH-8404 Winterthur - Schweiz
Tel: +41-(0)800-24-66-38
Fax: +41-(0)800-24-66-39
ZV.Bestellung@ZimVie.com



Soweit nicht anders angegeben, sind sämtliche der hier erwähnten Handelsmarken und geistigen Eigentumsrechte Eigentum von ZimVie Inc. oder einem verbundenen Unternehmen; alle Produkte werden von einer oder mehreren der Dental-Tochtergesellschaften von ZimVie Inc. (Biomet 3i, LLC, Zimmer Dental, Inc. etc.) hergestellt und von ZimVie Dental und seinen zugelassenen Handelspartnern vermarktet und vertrieben. Weitere Produktinformationen sind den jeweiligen Produktetiketten oder Gebrauchsanweisungen zu entnehmen. Die Produktzulassung und -verfügbarkeit kann auf bestimmte Länder/Regionen beschränkt sein. Diese Unterlagen sind ausschließlich für Zahnärzte bestimmt und beinhalten keine medizinischen Ratschläge oder Empfehlungen. Die Weitergabe an jegliche andere Empfänger ist untersagt. Dieses Material darf ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung von ZimVie nicht vervielfältigt oder nachgedruckt werden. TiBasen (Klasse IIb), Scanbodies (Klasse I), Rohlinge (Klasse IIb), Werkzeuge (Klasse I), Schrauben (Klasse IIb) und Analoge (Nicht-Medizinprodukte). ZV0121DE REV B 05/23 ©2023 ZimVie. Alle Rechte vorbehalten.

