



Catalogo dei prodotti
2023



GenTek™

Componenti protesici originali

Tapered Screw-Vent®, Trabecular Metal®,
Eztetic®, TSX™ e Tapered Abutment



 **ZimVie**



Connettività aperta GenTek

per una flessibilità migliorata.

Originali

I blank pre-abutment GenTek sono compatibili con i supporti Medentika® (aggiornamento CAM necessario).



NOVITÀ

TiBase GenTek

Migliorate l'efficienza del flusso di lavoro di restauro CAD/CAM con una TiBase singola che fornisce flessibilità dell'angolazione del canale e opzioni dell'altezza del perno regolabili.

exocad

RealGUIDE™
UNIVERSAL OPEN SYSTEM

dental wings

3shape



Gratis


Le librerie per i componenti protesici GenTek sono disponibili per i software CAD Zfx CAD, RealGUIDE™, 3Shape, exocad e Dental Wings.

Download gratuito su zfx-dental.com



SCANSIONA E
INFORMA

Ulteriori informazioni
all'indirizzo
www.zfx-dental.com



Indice

NOVITÀ: TiBase GenTek	4
Blank pre-abutment GenTek	8
TiBase GenTek – Compatibili con il blocchetto da fresaggio	10
TiBase GenTek – Compatibili con l'abutment multi-unit ZimVie	14
Scan body GenTek	16
Analoghi da scansione digitale GenTek	19

Legenda

∅ piattaforma protesica (mm)
Codici colore per Eztec, TSX e Tapered Screw-Vent

	2,9 mm (D)
	3,5 mm (D)
	4,5 mm (D)
	5,7 mm (D)

Guida alla compatibilità dello strumento di posizionamento per analoghi da scansione digitale GenTek

Strumento di posizionamento	Analogo da laboratorio
M 16	Analoghi da laboratorio per Eztec
M 18	Analoghi da laboratorio per TSV e Tapered Abutment



Strumento di calibrazione GenTek per macchine da fresatura

Descrizione	Codice prodotto
Blank di calibrazione per abutment GenTek	ZFX18-CALIB



Supporto per blank pre-abutment GenTek

Descrizione	Codice prodotto
Supporto per blank pre-abutment Zfx, standard	ZFX02PMSH
Supporto per blank pre-abutment Zfx, multi-blank per Zfx Inhouse5x	ZFX02002069
Adattatore per blank pre-abutment Zfx per supporto in vetroceramica	ZFX02PMA



Guida alla compatibilità del blocchetto da fresaggio¹

Connessione per piattaforma protesica ZimVie Dental	Dimensioni interfaccia blocco
Tapered Screw-Vent e Trabecular Metal	L
Eztec	S



¹ Non applicabile alla TiBase con canale della vite angolato GenTek

NOVITÀ: TiBase GenTek

Connessioni per piattaforma protesica Eztetic e TSX ZimVie Dental

TiBase con ingaggio

incl. vite adesiva ed esalobata di ritenzione



Altezza perno ¹ (mm)	Piattaforma protesica (mm)	Altezza del collare (mm)	Codice prodotto
7	2,9	1,0	ZFX11ZB-EZ29AS10E
		1,7	ZFX11ZB-EZ29AS17E
		2,6	ZFX11ZB-EZ29AS26E

Vite esalobata di ritenzione



Codice prodotto	
ZFX09-ZB-EZ-HLRS	30 Ncm

TiBase senza ingaggio

incl. vite adesiva ed esalobata di ritenzione



Altezza perno ¹ (mm)	Piattaforma protesica (mm)	Altezza del collare (mm)	Codice prodotto
7	2,9	1,0	ZFX11ZB-EZ29AS10N
		1,7	ZFX11ZB-EZ29AS17N

Vite esalobata di ritenzione



Codice prodotto	
ZFX09-ZB-EZ-HLRS	30 Ncm

Conessioni per piattaforma protesica TSX, Tapered Screw-Vent e Trabecular Metal ZimVie Dental

TiBase con ingaggio

incl. vite adesiva ed esalobata di ritenzione



Altezza perno ¹ (mm)	Piattaforma protesica (mm)	Altezza del collare (mm)	Codice prodotto	
7	3,5	0,3	ZFX11ZB-TSV35AS03E	
		1,3	ZFX11ZB-TSV35AS13E	
		2,6	ZFX11ZB-TSV35AS26E	
	4,5	4,5	0,3	ZFX11ZB-TSV45AS03E
			1,3	ZFX11ZB-TSV45AS13E
			2,6	ZFX11ZB-TSV45AS26E
	5,7 ²	5,7 ²	0,3	ZFX11ZB-TSV57AS03E
			1,3	ZFX11ZB-TSV57AS13E
			2,6	ZFX11ZB-TSV57AS26E

Vite esalobata di ritenzione



Codice prodotto	
ZFX09-ZB-TSV-HLRS	30 Ncm

TiBase senza ingaggio

incl. vite adesiva ed esalobata di ritenzione



Altezza perno ¹ (mm)	Piattaforma protesica (mm)	Altezza del collare (mm)	Codice prodotto
7	3,5	0,3	ZFX11ZB-TSV35AS03N
		1,3	ZFX11ZB-TSV35AS13N
	4,5	0,3	ZFX11ZB-TSV45AS03N
		1,3	ZFX11ZB-TSV45AS13N
	5,7 ²	0,3	ZFX11ZB-TSV57AS03N
		1,3	ZFX11ZB-TSV57AS13N

Vite esalobata di ritenzione



Codice prodotto	
ZFX09-ZB-TSV-HLRS	30 Ncm

¹ Varie altezze della scanalatura a 4,5 e 5,7 mm

² Non compatibile con la piattaforma protesica TSX

Strumenti per le nuove TiBase GenTek

Un driver per le
connessioni
Zimvie Dental
compatibili

Cacciavite esalobato
per vite esalobata di ritenzione



Lunghezza (mm)	Codice prodotto
21	ZFX02HLD21
28	ZFX02HLD28
36	ZFX02HLD36

Chiave dinamometrica con indicazione del torque ridotto



Descrizione	Codice prodotto
Chiave dinamometrica con indicazione del torque ridotto	L-TIRW
Adattatore L-TIRW standard ISO 1797	C9980

Kit chiave dinamometrica con indicazione del torque ridotto¹*incl. adattatore, contenitore e inserti driver*

Descrizione	Codice prodotto
<ul style="list-style-type: none"> • L-TIRW: chiave dinamometrica con indicazione del torque ridotto • C9980: adattatore L-TIRW standard ISO 1797^{2,3} • RT12035TR: contenitore per chiave dinamometrica con indicazione del torque • RASH3N: inserto driver esagonale grande angolo retto stretto, 24 mm • RASQ3N: inserto driver quadrato angolo retto stretto, 24 mm 	L-TIRWK

¹I componenti vengono venduti anche separatamente²È disponibile anche l'adattatore ISO 1797 corto (C9981)³C9980 può essere ordinato separatamente

GenTek Blank pre-abutment

Connessioni per piattaforma protesica Eztetic e TSX ZimVie Dental

Blank per abutment prefresato in titanio incl. vite di ritenzione



Piattaforma protesica (mm)	Codice prodotto
2,9	ZFX18-ZB-EZ-29

Vite di ritenzione



Codice prodotto	Torque raccomandato
ZFX09-ZB-EZ-RS	30 Ncm

Driver esagonale, driver esagonale con blocco a scatto per viti di ritenzione e scan body intraorali



Descrizione	Codice prodotto
Driver esagonale, corto, con ritenzione GemLock®, 1,25 mm (D), 22 mm (L)	HXGR1.25 ^{1 2 3}
Driver esagonale, lungo, con ritenzione GemLock®, 1,25 mm (D), 30 mm (L)	HXLGR1.25 ^{1 2 3}
Driver esagonale con blocco a scatto per viti protesiche e chirurgiche, corto, 1,25 mm (D), 23 mm (L) (potrebbe essere necessario un manipolo riduttore)	HX1.25D ¹
Driver esagonale con blocco a scatto per viti protesiche e chirurgiche, lungo, 1,25 mm (D), 26 mm (L) (potrebbe essere necessario un manipolo riduttore)	HXL1.25D ¹

Strumento di rimozione



Descrizione	Codice prodotto
Strumento di rimozione per abutment	CLRT2
Strumento di rimozione per piattaforma stretta per abutment	ZFX02-RTNP

Chiave dinamometrica

per viti per abutment e scan body intraorali



Descrizione	Codice prodotto
Chiave dinamometrica protesica (torque regolabile da 10 a 35 Ncm)	TWR
Driver per chiave dinamometrica, corto	TW1.25 ¹
Driver per chiave dinamometrica, lungo	TW1.25L ^{1 2}

Connessioni per piattaforma protesica TSX, Tapered Screw-Vent e Trabecular Metal ZimVie Dental

Blank per abutment prefresato in titanio incl. vite di ritenzione



Piattaforma protesica (mm)	Codice prodotto
3,5	ZFX18-ZB-TSV-35
4,5	ZFX18-ZB-TSV-45
5,7 ⁵	ZFX18-ZB-TSV-57

Vite di ritenzione



Codice prodotto	
ZFX09-ZB-TSV-RS	30 Ncm

Driver esagonale, driver esagonale con blocco a scatto per viti di ritenzione e scan body intraorali



Descrizione	Codice prodotto
Driver esagonale, corto, con ritenzione GemLock, 1,25 mm (D), 22 mm (L)	HXGR1.25 ^{1 2 4}
Driver esagonale, lungo, con ritenzione GemLock, 1,25 mm (D), 30 mm (L)	HXLGR1.25 ^{1 2 4}
Driver esagonale con blocco a scatto per viti protesiche e chirurgiche, corto, 1,25 mm (D), 23 mm (L) (potrebbe essere necessario un manipolo riduttore)	HX1.25D ¹
Driver esagonale con blocco a scatto per viti protesiche e chirurgiche, lungo, 1,25 mm (D), 26 mm (L) (potrebbe essere necessario un manipolo riduttore)	HXL1.25D ¹

Strumento di rimozione



Descrizione	Codice prodotto
Strumento di rimozione per abutment	TLRT2
Strumento di rimozione piattaforma standard per abutment	ZFX02-RTSP

Chiave dinamometrica

per viti per abutment e scan body intraorali



Descrizione	Codice prodotto
Chiave dinamometrica protesica (torque regolabile da 10 a 35 Ncm)	TWR
Driver per chiave dinamometrica, corto	TW1.25 ¹
Driver per chiave dinamometrica, lungo	TW1.25L ^{1 2}

¹ Compatibile con TiBase

² Compatibile con scan body IOS

³ Compatibile con lo strumento di rimozione piattaforma stretta

⁴ Compatibile con strumento di rimozione piattaforma standard

⁵ Non compatibile con la piattaforma protesica TSX

TiBase GenTek compatibili con il blocchetto da fresaggio

Connessioni per piattaforma protesica Eztetic e TSX ZimVie Dental

Componenti protesici a unità singola

TiBase con ingaggio¹
incl. viti adesive e di ritenzione



Altezza (mm)	Piattaforma protesica (mm)	Codice prodotto
4,7	2,9	ZFX11-ZB-EZ-2947-ES

Vite di ritenzione



Codice prodotto	Torque
ZFX09-ZB-EZ-RS	30 Ncm

Componenti protesici a unità multipla

TiBase senza ingaggio¹
incl. viti adesive e di ritenzione



Altezza (mm)	Piattaforma protesica (mm)	Codice prodotto
4,7	2,9	ZFX11-ZB-EZ-2947-NES

Vite di ritenzione



Codice prodotto	Torque
ZFX09-ZB-EZ-RS	30 Ncm

Driver esagonale, driver esagonale con blocco a scatto
per viti di ritenzione



Descrizione	Codice prodotto
Driver esagonale, corto, con ritenzione GemLock, 1,25 mm (D), 22 mm (L)	HXGR1.25 ² ³ ⁴
Driver esagonale, lungo, con ritenzione GemLock, 1,25 mm (D), 30 mm (L)	HXLGR1.25 ² ³ ⁴
Driver esagonale con blocco a scatto per viti protesiche e chirurgiche, corto, 1,25 mm (D), 23 mm (L) <i>(potrebbe essere necessario un manipolo riduttore)</i>	HX1.25D ²
Driver esagonale con blocco a scatto per viti protesiche e chirurgiche, lungo, 1,25 mm (D), 26 mm (L) <i>(potrebbe essere necessario un manipolo riduttore)</i>	HXL1.25D ²

Strumento di rimozione



Descrizione	Codice prodotto
Strumento di rimozione per abutment	CLRT2
Strumento di rimozione per piattaforma stretta per abutment	ZFX02-RTNP

Chiave dinamometrica
per viti per abutment




Descrizione	Codice prodotto
Chiave dinamometrica protesica (torque regolabile da 10 a 35 Ncm)	TWR
Driver per chiave dinamometrica, corto	TW1.25 ²
Driver per chiave dinamometrica, lungo	TW1.25L ² ³

¹ Scanalatura di 4 mm indicante l'altezza del perno minima consentita
Non applicabile alla TiBase con canale della vite angolato GenTek

³ Compatibile con scan body IOS

⁴ Compatibile con lo strumento di rimozione piattaforma stretta

² Compatibile con TiBase



TiBase GenTek compatibili con il blocchetto da fresaggio

Connessioni per piattaforma protesica TSX, Tapered Screw-Vent e Trabecular Metal **ZimVie Dental**

Componenti protesici a unità singola

TiBase con ingaggio¹ incl. viti adesive e di ritenzione



Altezza (mm)	Piattaforma protesica (mm)	Codice prodotto
4,7	3,5	ZFX11-ZB-TSV-3547-EL
	4,5	ZFX11-ZB-TSV-4547-EL
	5,7 ³	ZFX11-ZB-TSV-5747-EL

Vite di ritenzione



Codice prodotto	
ZFX09-ZB-TSV-RS	30 Ncm

Componenti protesici a unità multipla

TiBase senza ingaggio¹ incl. viti adesive e di ritenzione



Altezza (mm)	Piattaforma protesica (mm)	Codice prodotto
4,7	3,5	ZFX11-ZB-TSV-3547-NEL
	4,5	ZFX11-ZB-TSV-4547-NEL
	5,7 ³	ZFX11-ZB-TSV-5747-NEL

Vite di ritenzione



Codice prodotto	
ZFX09-ZB-TSV-RS	30 Ncm

Driver esagonale, driver esagonale con blocco a scatto
per viti di ritenzione



Descrizione	Codice prodotto
Driver esagonale, corto, con ritenzione GemLock, 1,25 mm (D), 22 mm (L)	HXGR1.25 ^{2 3 4}
Driver esagonale, lungo, con ritenzione GemLock, 1,25 mm (D), 30 mm (L)	HXLGR1.25 ^{2 3 4}
Driver esagonale con blocco a scatto per viti protesiche e chirurgiche, corto, 1,25 mm (D), 23 mm (L) <i>(potrebbe essere necessario un manipolo riduttore)</i>	HX1.25D ²
Driver esagonale con blocco a scatto per viti protesiche e chirurgiche, lungo, 1,25 mm (D), 26 mm (L) <i>(potrebbe essere necessario un manipolo riduttore)</i>	HXL1.25D ²

Strumento di rimozione



Descrizione	Codice prodotto
Strumento di rimozione per abutment	TLRT2
Strumento di rimozione piattaforma standard per abutment	ZFX02-RTSP

Chiave dinamometrica
per viti per abutment



Descrizione	Codice prodotto
Chiave dinamometrica protesica (torque regolabile da 10 a 35 Ncm)	TWR
Driver per chiave dinamometrica, corto	TW1.25 ²
Driver per chiave dinamometrica, lungo	TW1.25L ^{2 3}

¹ Scanalatura di 4 mm indicante l'altezza del perno minima consentita
² Non applicabile alla TiBase con canale della vite angolato GenTek
³ Compatibile con TiBase
⁴ Non compatibile con la piattaforma protesica TSX

⁴ Compatibile con scan body IOS
⁵ Compatibile con strumento di rimozione piattaforma standard

TiBase GenTek Compatibili con abutment multi-unit ZimVie

Tapered Abutment ZimVie Dental

Componenti protesici a unità multipla


TiBase senza ingaggio¹
incl. viti adesive e di ritenzione

Vite di ritenzione




Torque
raccomandato

Altezza (mm)	Piattaforma protesica (mm)	Codice prodotto	Codice prodotto	
3,9	4,5	ZFX11-ZB-TA-45	ZFX09-ZB-TA-RS	20 Ncm



Driver esagonale, driver esagonale con blocco a scatto
per viti di ritenzione



Descrizione	Codice prodotto
Driver esagonale, corto, con ritenzione GemLock 1,25 mm (D), 22 mm (L)	HXGR1.25
Driver esagonale, lungo, con ritenzione GemLock 1,25 mm (D), 30 mm (L)	HXLGR1.25
Driver esagonale con blocco a scatto per viti protesiche e chirurgiche, corto 1,25 mm (D), 23 mm (L) <i>(potrebbe essere necessario un manipolo di riduzione)</i>	HX1.25D
Driver esagonale con blocco a scatto per viti protesiche e chirurgiche, lungo 1,25 mm (D), 26 mm (L) <i>(potrebbe essere necessario un manipolo di riduzione)</i>	HXL1.25D

Chiave dinamometrica
per viti per abutment



Descrizione	Codice prodotto
Chiave dinamometrica protesica (torque regolabile da 10 a 35 Ncm)	TWR
Driver per chiave dinamometrica, corto	TW1.25 ²
Driver per chiave dinamometrica, lungo	TW1.25L ²¹³

¹ Non applicabile alla TiBase con canale della vite angolato GenTek

² Compatibile con TiBase

³ Compatibile con scan body IOS

Scan body GenTek

Connessioni per piattaforma protesica Eztetic e TSX ZimVie Dental

Scan body desktop

incl. vite



Torque
raccomandato

Piattaforma protesica (mm)	Codice prodotto	Torque raccomandato
2,9	ZFX05D-ZB-EZ-29	Serrare a mano ¹

Chiave dinamometrica

per scan body desktop



Codice prodotto
ZFX02002067

Scan body intraorali

incl. viti



Torque
raccomandato

Altezza (mm)	Piattaforma protesica (mm)	Codice prodotto	Torque raccomandato
4,0 e 7,0	2,9	ZFX05I-ZB-EZ-29	Serrare a mano ¹

Driver esagonale, driver esagonale con blocco a scatto

per scan body intraorali



Descrizione	Codice prodotto
Driver esagonale, corto, con ritenzione GemLock 1,25 mm (D), 22 mm (L)	HXGR1.25 ^{2 3 4}
Driver esagonale, lungo, con ritenzione GemLock 1,25 mm (D), 30 mm (L)	HXLGR1.25 ^{2 3 4}
Driver esagonale con blocco a scatto per viti protesiche e chirurgiche, corto 1,25 mm (D), 23 mm (L) (potrebbe essere necessario un manopolo di riduzione)	HXL1.25D ²
Driver esagonale con blocco a scatto per viti protesiche e chirurgiche, lungo 1,25 mm (D), 26 mm (L) (potrebbe essere necessario un manopolo di riduzione)	HXL1.25D ²

Connessioni per piattaforma protesica TSX, Tapered Screw-Vent e Trabecular Metal ZimVie Dental

Scan body desktop incl. vite



Torque
raccomandato

Piattaforma protesica (mm)	Codice prodotto	
3,5	ZFX05D-ZB-TSV-35	Serrare a mano ¹
4,5	ZFX05D-ZB-TSV-45	
5,7 ⁶	ZFX05D-ZB-TSV-57	

Chiave dinamometrica per scan body desktop



Codice prodotto
ZFX02002067

Scan body intraorali incl. viti



Torque
raccomandato

Altezza (mm)	Piattaforma protesica (mm)	Codice prodotto	
4,0 e 7,0	3,5	ZFX05I-ZB-TSV-35	Serrare a mano ¹
	4,5	ZFX05I-ZB-TSV-45	
	5,7 ⁶	ZFX05I-ZB-TSV-57	

Driver esagonale, driver esagonale con blocco a scatto per scan body intraorali



Descrizione	Codice prodotto
Driver esagonale, corto, con ritenzione GemLock 1,25 mm (D), 22 mm (L)	HXGR1.25 ^{2 3 5}
Driver esagonale, lungo, con ritenzione GemLock 1,25 mm (D), 30 mm (L)	HXLGR1.25 ^{2 3 5}
Driver esagonale con blocco a scatto per viti protesiche e chirurgiche, corto 1,25 mm (D), 23 mm (L) (potrebbe essere necessario un manopolo di riduzione)	HX1.25D ²
Driver esagonale con blocco a scatto per viti protesiche e chirurgiche, lungo 1,25 mm (D), 26 mm (L) (potrebbe essere necessario un manopolo di riduzione)	HXL1.25D ²

¹Minimo di 5 Ncm; massimo di 15 Ncm.

Per ulteriori informazioni fare riferimento al Manuale di istruzioni.

²Compatibile con TiBase

³Compatibile con scan body IOS

⁴Compatibile con lo strumento di rimozione piattaforma stretta

⁵Compatibile con strumento di rimozione piattaforma standard

⁶Non compatibile con la piattaforma protesica TSX

Scan body GenTek

Tapered Abutment ZimVie Dental

Scan body desktop incl. vite



Torque
raccomandato

Piattaforma protesica (mm)	Codice prodotto	
4,5	ZFX05D-ZB-TA-45	Serrare a mano ¹

Chiave dinamometrica per scan body desktop



Codice prodotto
ZFX02002067

Scan body intraorali incl. viti



CONFEZIONE DOPPIA

Torque
raccomandato

Altezza (mm)	Piattaforma protesica (mm)	Codice prodotto	
4,0	4,5	ZFX05I-ZB-TA-45	Serrare a mano ¹

Driver esagonale, driver esagonale con blocco a scatto per scan body intraorali



Descrizione	Codice prodotto
Driver esagonale, corto, con ritenzione GemLock 1,25 mm (D), 22 mm (L)	HXGR1.25
Driver esagonale, lungo, con ritenzione GemLock 1,25 mm (D), 30 mm (L)	HXLGR1.25
Driver esagonale con blocco a scatto per viti protesiche e chirurgiche, corto, 1,25 mm (D), 23 mm (L) (potrebbe essere necessario un manipolo riduttore)	HX1.25D
Driver esagonale con blocco a scatto per viti protesiche e chirurgiche, lungo, 1,25 mm (D), 26 mm (L) (potrebbe essere necessario un manipolo riduttore)	HXL1.25D

¹Minimo di 5 Ncm; massimo di 15 Ncm.
Per ulteriori informazioni fare riferimento al Manuale di istruzioni.

Analoghi da scansione digitale GenTek

Connessioni per piattaforma protesica TSX, Tapered Screw-Vent e Trabecular Metal **ZimVie Dental**

Analogo da scansione digitale¹



Strumento di posizionamento per analoghi da scansione digitale



Piattaforma protesica (mm)	Codice prodotto
3,5	ZFX15-ZB-TSV-35
4,5	ZFX15-ZB-TSV-45
5,7	ZFX15-ZB-TSV-57 ²

Codice prodotto
ZFX02-M18

Connessioni per piattaforma protesica Eztetic e TSX **ZimVie Dental**

Analogo da scansione digitale¹



Strumento di posizionamento per analoghi da scansione digitale



Piattaforma protesica (mm)	Codice prodotto
2,9	ZFX15-ZB-EZ-29

Codice prodotto
ZFX02-M16

Tapered Abutment **ZimVie Dental**

Analogo da scansione digitale¹



Strumento di posizionamento per analoghi da scansione digitale



Piattaforma protesica (mm)	Codice prodotto
4,5	ZFX15-ZB-TA-45

Codice prodotto
ZFX02-M18

¹Compatibile con i transfer da impronta Certain / External Hex / Eztetic / TSV/TM / Low Profile / Tapered Abutment esistenti

²Non compatibile con la piattaforma protesica TSX

Per ordinare componenti originali ZimVie Dental contattare il proprio
rappresentante locale o inviare un'e-mail all'indirizzo
ZimmerDental.Italy@ZimVie.com

ZimVie Dental Global Headquarters

4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
Phone: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272
dentalCS@ZimVie.com
www.ZimVie.com/dental

Zimmer Dental Italy srl

Viale Italia n. 205/D
31015 Conegliano (TV)
Tel.: +39-0438-37681
Fax: +39-0438-553181
ZimmerDental.Italy@ZimVie.com



Salvo diverse indicazioni, tutti i marchi e i diritti di proprietà intellettuale qui indicati sono proprietà di ZimVie Inc. o di una delle sue società affiliate. Tutti i prodotti sono fabbricati da una o più consociate odontoiatriche di ZimVie Inc. (Biomet 3i, LLC, Zimmer Dental, Inc., ecc.) e sono commercializzati e distribuiti da ZimVie Dental e dai suoi partner commerciali autorizzati. Per ulteriori informazioni, consultare le etichette o le istruzioni per l'uso dei singoli prodotti. L'autorizzazione alla distribuzione dei prodotti e la loro disponibilità potrebbero essere limitate a determinati Paesi/regioni. Il presente documento è destinato esclusivamente ai medici e non include pareri o raccomandazioni di natura medica. È vietata la distribuzione a qualsiasi altro destinatario. Questo materiale non può essere copiato o ristampato senza l'esplicito consenso scritto di ZimVie. TiBase (classe IIb), scan body (classe I), blank (classe IIb), strumenti (classe I), viti (classe IIb) e analoghi (dispositivi non medici). ZV2015IT REV B 05/23 ©2023 ZimVie. Tutti i diritti riservati.

