

Zfx Scan- und Fräsauftrag

**RevitaliZe**

**Stege, Brücken & Retention**



**zimmer**

**Zfx**

# Modellvorbereitung




Stellen Sie sicher, dass das Modell die Mundsituation widerspiegelt; am besten mittels Übertragungsschlüssel.



Fertigen Sie eine abnehmbare Gingivamaske an.



Wax-up / Mock-up herstellen und mitsenden.



Um Verformungen zu vermeiden (Mehrkosten), können Sie alternativ zum Wax-up / Mock-up einen Silikonschlüssen herstellen und mitsenden. Achten Sie darauf, dass der Silikonschlüssel ausreichend indiziert ist.

Labor / Unterschrift / Stempel / Telefon Nr. / E-Mail:

Patient:

Modelle:  Oberkiefer  Unterkiefer

Gegenkiefer:  Modell  Quetschbiss

Waxup:  Waxup OK  Waxup UK

Situation:  Modell OK  Modell UK

Artikulator: Artikulatormodell: .....

Lieferadresse falls abweichend von Rechnungsadresse:

Fräszentrum:

Zahnfarbe:

Datum:

Notizen:

.....

.....

.....

### Details zur Arbeit

**Ohne Titanbasis**

auf Implantat-Niveau

**Mit Titanbasis**

auf Titanbasis

**Gingivaprofil**

für benutzerdefiniertes Emergenz-Profil in der Skizze einzeichnen

**Material**

Titan Grade 5

Zirkon

Zirkon effect

Zirkonia Multilayer/HT

Cobalt-Chrom (NP)

**Standard Steg-Profil**

Steggeschiebe

Dolder Macro  Dolder Micro

Stegelenk

Dolder

Retentiver Rundsteg

Ackermann

Locator

Typ: .....

**Profil-Abstand**

Abstand 0,5 mm    Abstand 0 mm    Abstand ..... mm

**Individuelle Steg-Profil**

Hybrid Design

1  2

Standard Design

1  2  3  4

**Parameter Individueller Steg-Profil**

Höhe: ..... mm / Durchmesser: ..... mm

Breite: ..... mm

Winkel (bukkal): ..... °

Winkel (lingual): ..... °